


PRUEBAS RÁPIDAS QUICKVUE[®]

Pruebas para la detección de
enfermedades respiratorias



QUICKVUE



QuickVue® es la marca preferida por los especialistas en la salud para el diagnóstico de enfermedades comunes y difíciles de identificar de manera empírica.

Las pruebas rápidas de POC para ciertas enfermedades se han convertido en una ayuda más aceptada para pruebas centralizadas.

Las **pruebas POC** se realizan principalmente en entornos como consultorios médicos, así como áreas específicas del hospital incluidas las salas de emergencia y al lado de la cama del paciente.

Para satisfacer esta necesidad **Quidel®** desarrolló la línea **QuickVue®** de pruebas rápidas de flujo lateral que producen resultados precisos en minutos, lo que permite un diagnóstico y tratamiento más rápidos.

Influenza A+B: prueba rápida para la detección diferenciada de antígenos del virus de Influenza tipo A y B.

PRUEBAS DISPONIBLES

QuickVue® Influenza A + B

Registro sanitario: 0877R2017 SSA

La prueba de la gripe A+B QuickVue® permite la detección cualitativa rápida de los antígenos de la gripe tipos A y B directamente de una torunda nasal, una torunda nasofaríngea, muestras de aspiración o lavado nasal. Esta prueba está diseñada para utilizarse como ayuda en el diagnóstico diferencial rápido de una infección aguda con el virus de la gripe tipo A o B.

BENEFICIOS

- **Diagnóstico Rápido**

Identifica Influenza tipo A o B en muestras positivas, en sólo 10 minutos para una mejor y más rápida determinación de resultados ante el paciente.

- **Detección Precisa**

La prueba de Influenza QuickVue A+B detecta ambos tipos de antígenos virales A y B.

- Sensibilidad de 94% y Especificidad del 90% para el tipo A.
- Sensibilidad de 70% y Especificidad del 97% en tipo B.

- **Fácil de Usar**

Brinda resultados para ambos tipos de Influenza (A y B) mediante un solo procedimiento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Presentación	Contenido
3501R090	QuickVue® Influenza A+B	C/25 pruebas

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.